

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 9650

Lève-patient mobile de baignoire



TR 9650 : pour une flexibilité maximum

Le TR 9650 est un lève-patient mobile de baignoire conçu pour permettre une conversion facile en différentes configurations répondant à un large éventail de besoins pour les patients et résidents dans des environnements de soins intensifs et à long terme.



En position debout, assise ou allongée, le TR 9650 offre une solution complète et digne aux résidents ayant besoin d'aide pour entrer ou sortir du bain.

Les surfaces d'assise facilement accessibles et confortables permettent au patient de prendre son bain en toute tranquillité. Des poignées et ceintures de sécurité ergonomiques sont intégrées dans le TR 9650 pour offrir sécurité et assurance à la fois au personnel soignant et au résident qui prend son bain.

Le TR 9650 peut être transformé en siège ou en brancard, ce qui permet au personnel soignant de répondre efficacement aux besoins de chaque patient.




Déposé auprès de l'Agence suédoise des produits médicaux
comme produit MD de Classe 1, sous le numéro MDD 93/42CEE.

TR se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et/ou d'y apporter des améliorations sans préavis.



METRA BVBA/SPRL - Jan Samijnstraat 25 - 9050 Gand
T: +32 (0)9 227 71 74 - F: +32 (0)9 227 02 80
info@metra.be - www.metra.be



Hygiene Equipment
Designed for People

TR 9650

Lève-patient mobile de baignoire



Caractéristiques

- La commande à pédale et le réglage en hauteur permettent au soignant de trouver la position de travail la plus efficace et la plus facile tout en lui laissant les deux mains libres pour s'occuper du patient.
- Les surfaces du siège et du brancard sont fabriquées en matériau souple, durable et absorbant l'humidité, ce qui facilite le lavage et l'entretien tout en garantissant une position assise et couchée confortable.
- Les éléments latéraux démontables permettent de passer facilement de la configuration chaise à la configuration brancard.
- Le support du bras de sécurité équipant le siège / brancard se déplie pour faciliter l'accès et se referme une fois le patient installé.
- La forme des pieds a été conçue pour faciliter l'approche du siège / brancard.
- Le châssis bas permet un accès facile sous un lit ou une baignoire.
- Un arrêt de sécurité s'enclenche automatiquement lorsque le siège / brancard rencontre une surface ou un obstacle en descendant.
- Un mécanisme d'arrêt automatique empêche le siège / brancard de tomber en cas de défaillance de la courroie d'entraînement.
- Le connecteur magnétique du chargeur de batterie évite les dégâts lors du chargement.
- Avertissement sonore de batterie faible.
- Prêt à utiliser dès le déballage, fourni complet avec chargeur de batterie et ceintures de sécurité.
- Le TR 9650 peut être utilisé avec presque toutes les baignoires couchées et pour toutes les thérapies. Une entretoise est disponible en option pour modifier ou améliorer la position du lève-patient dans la baignoire.
- Les fonctions supplémentaires incluent un arrêt d'urgence actionné au pied, une batterie haute capacité rechargeable et de grandes roulettes verrouillables et orientables.
- Les surfaces d'assise facilement accessibles et confortables permettent au patient de prendre son bain en toute tranquillité.

Exemples d'utilisation

Utilisé avec les baignoires TR, le lève-patient mobile crée un système proposant un cycle de bain sûr, efficace pour le personnel et orienté vers la personne, ainsi qu'une meilleure qualité de soins.



Spécifications

Plage de hauteurs	200 - 965 mm
Charge maximum admise	150 kg
Structure	Acier galvanisé peint à la poudre et acier inoxydable
Roulettes	Roulettes jumelées de Ø100 mm, dont deux freinées et deux orientables
Commande	Commande à pédale pour réglage en hauteur
Brancard, oreiller	Matériau ignifuge
Batterie	Rechargeable, 24 V

Modèles

- Siège N° réf. 0542000 avec chargeur de batterie
- Brancard N° réf. 0542010 avec chargeur de batterie
- Lève-patient combiné avec siège N° réf. 0542020 avec chargeur de batterie
- Deux éléments latéraux de brancard pour lève-patient combiné avec siège et oreiller. N° réf. 0542030


Option

- TR Balance 1650


Accessoires

- Adaptateur d'extension permettant d'augmenter la distance entre la colonne de levage et le siège/brancard (60 mm)

Dimensions (mm)



Brancard/Lève-patient combi



Le siège d'aisance peut être converti en un siège souple grâce à un couvercle.



Assise et dossier confortables et faciles à laver.



Châssis étroit pour des transports faciles et sûrs.



Dossier confortable pouvant être facilement déplacé vers les bras pour soutenir le dos.



Éléments latéraux du brancard attachables pour une transformation facile du brancard en siège.



Bouton d'arrêt d'urgence et connecteur magnétique de chargeur de batterie pour une utilisation sûre et facile. Aucun outil nécessaire.